


按摩手臂（小腿）

强力挤压/ 三档热敷/ 高频振动/
红光热灸/ 定时按摩/



用户操作和说明手册


使用前请仔细阅读

功能特点：


- ①5V2A USB多种供电方式设计，充电宝，直插，2A车载接口皆可。
- ②携带方便,出国无忧,可随时随地享受按摩。
- ③外观时尚,引爆潮流。
- ④红光波长650nm有效缓解不适，兼俱传统+现代科技多功能。
- ⑤额定8W,产品使用寿命长。

使用操作（如图）：

- （1）.将按摩器魔术贴轻轻拆开，绑到相应部位调整。




- （2）根据舒适度来调节魔术贴的位置。



ARM (CALF) MASSAGER

air pressure / heating / viberation /
Red light roasting / Timing massage /



operation instruction and user manual


PRODUCT INSTRUCTION AND FUNCTION:

- ①The 5V2A USB conn ector is plugged in with a power bank or a 5V2Aadapteror DC 5V2Ain car
- ②easily carry and enjoy massage.
- ③product surface is good looking and fashion, leading trend. .
- ④Red wavelength 650nm effectively alleviatediscomfort, and both traditional and modern science technology multi-functional massage
- ⑤Maxium rated power 8W and working long time.


USE PRODUCT METHOD

1、pre-use preparation

- (1)take it out




- (2)connect battery bank or adaptor,press the power key 2 sec




Real strong battery 5v2a support

- （3）连接5V 2A充电宝或适配器，并按下充电宝的开关键



- （4）按键2秒,可一键开或关产品三功能,指示灯为绿色。如没启动，需要检查充电宝或适配器是否通电成功。
- （5）加热状态下,请按加热键切换:低/中/高档位(绿.蓝红指示灯),最后再按可关闭。
- （6）气囊状态下,请按气囊,切换三种模式(绿、蓝、红指示灯)，最后再按可关闭。
- （7）震动状态下,请按震动键切换弱/中/强/档位(绿.蓝.红),最后再按可关闭。
- （8）连续工作15分钟,自动关机,需手动重启


控制器操作说明：





- （3）气囊状态下，请按气囊,切换三种模式（绿、蓝、红指示灯）,最后再按可关闭。

2、operation instruction (below picture)

- (1) open magic sticker,bundle it to comfortable positlon



- (2) use magic sticker to adjust right position



right position:
controller on top half,
battery bank pocket on lower half.

- (3)Press power key 2 sec. All function working.green light open
- (4) Red light heating state:low/middle/ High /off(light color:Green/ blue/ red)
- (5)Stereoscopic wave airbag state:I / II /III mode/off(light color:Green/ blue/ red)
- (6)Vibration mode state:weak/pulse/steady/off (light color:Green/ blue/ red)
- (7)automatic off when continuous working 15 minutes.

4、注意事项!

- 1.避免长时间使用最高档加热,以免皮肤灼伤,建议使用最高档加热不超过5分钟。
- 2.为了产品的寿命，应避免长时间无限制使用，建议每天使用时长不超过三次，每次15分钟。
- 3.禁止睡眠时使用
- 4.产品可用湿布擦洗表面,严禁泡水清洗。
- 5.产品要5V2A才能带动，如产品不开机或闪烁，请确保电流电压是否真正5V2A，低于5V2A，带不动产品，高于5V，则需要到3A电流，否则会影响产品寿命。


5、禁用人群:

- 1.热过敏,不适合热敷人群 2.无自理能力者 3.其他医嘱禁用人群

6.保修政策:

- 1.本产品自售出之日起计，一年内质保，非人为原因引起的电子质量问题的主功能和主机可免费维修。只修不换，不支持无理由退换货。
- 2.出现以下情况不属于保修范围（包括但不限于）：
 - ①魔术贴等布料自然使用磨损、拉长、变形、脏污等使用问题不接受质保。
 - ②电子零部件使用过程中自然损耗均不在质保范围内。
 - ③无任何购买凭证；超出注意事项范围，非正常使用；自行修理或人为损坏（含操作不当）或超过保修期限；把产品用于其他超出适用范围的用途等。
- 3．东莞康悦电子科技有限公司保留对保修条款的修改权及最终解释权。

3、controller instruction



- (3)press air pressure key:
I/II/III mode/off(Simulated artificial massage)

- (4)A heating chip and vibrating motor are built into the bottom of the foot

4、precautions!

- (1)Be careful to use the highest heating for long periods oftime to avoid burning skin.
- (2)In order to prolong the service life of the product and avoid long-term unlimited use, it is recommended to use the product no more than three times a day for 15 minutes each time.
- (3)prohibited use product when sleeping
- (4)can wipe surface of product,prohibited into waterto clean

5.disable crowds:

- (1) skin with thermal allergies
- (2)unable take care of themselves
- (3)doctor warning